



HX3042/00 Sonicare F1 Standard nozzle Spuitskop voor monddouche Philips

Merk: Philips
Model: HX3042/00



€27,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een krachtige waterstroom

Gebruik het standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging. Het gebruikt één waterstraal om vuil te verwijderen en grondig tussen uw tanden te reinigen.

Voor een gewone reiniging

- 2 spuitkoppen

F1 standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging

Gebruik het standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging. Het gebruikt één waterstraal om vuil te verwijderen en grondig tussen uw tanden te reinigen.

Geleidetip voor juiste plaatsing

Het slanke, gebogen mondstuk en de geleidetip maken het gemakkelijk om de juiste plaatsing te vinden. Plaats de tip van het mondstuk net boven de tandvleesrand, druk zachtjes zodat de tip van het mondstuk contact maakt met de tandvleesrand en de tanden, en beweeg van de ene tand naar de andere.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Fysieke kenmerken

Kleur Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			